


## PESARIOS DE SILICON PARA INCONTINENCIA URINARIA

### Anillo con soporte y prominencia

Está indicado para la incontinencia urinaria por esfuerzo, complicado por el prolapso uterino de primer y segundo grado y cistocele moderado.



Codigo: MXPRSK + tamaño




### Anillo con prominencia

Está indicado para la incontinencia urinaria por esfuerzo, complicada por el primer y segundo grado de prolapso uterino.



Codigo: MXPERK + tamaño




### Plato incontinencia

Para la incontinencia urinaria por esfuerzo con un prolapso moderado.



Codigo: MXPCOND + tamaño



★ *Más Solicitados*

### Plato incontinencia con soporte

Para la incontinencia urinaria por esfuerzo con prolapso y cistocele moderado.



Codigo: MXPCONDS + tamaño




### Anillo de incontinencia

Para incontinencia urinaria por esfuerzo.



Codigo: MXPCON + tamaño



★ *Más Solicitados*

### Risser

Está diseñado para la paciente con escotadura púbica poco profunda. Tiene un área de peso más grande para soportar los aspectos vaginales del pubis.



Codigo: MXPRI + tamaño



## PESARIOS DE SILICON PARA INCONTINENCIA URINARIA

### Smith

Está diseñado para la paciente con escotadura púbica bien definida.



Codigo: MXPES + tamaño




### Gehrung con prominencia

Estabiliza la unión uretrovaginal.



Codigo: MXP GSK + tamaño



### Hodge

Diseñado para la paciente con escotadura púbica limitada e introito pequeño.



Codigo: MXPEH + tamaño



### Hodge con prominencia

Indicado para la incontinencia urinaria por esfuerzo en la mujer con introito vaginal.



Codigo: MXPEHK + tamaño




### Hodge con soporte y prominencia

Está indicado para la incontinencia urinaria por esfuerzo en la mujer complicada por cistocele leve y un pequeño introito vaginal.



Codigo: MXP HSK + tamaño



### Hodge con soporte

Para la paciente con escotadura púbica limitada, cistocele leve e introito pequeño.



Codigo: MXP HS + tamaño

